



LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN UJI VALIDITAS RT-PCR

Pembanding : SuperScript™ III One-Step qRT-PCR
 Produk Uji : Reagen PCR, Sampel Nasofaring dan Orofaring
 Merek : RT-PCR UltraGene Assay SARS-CoV-2 VOC Screening&Determination V1.X
 Merk Advanced Biological Laboratories (Ref. 176A50)
 Perusahaan : PT. Sinergi Indomitra Pratama
 Alamat : Jl. Gajah Mada No. 156B, Keagungan, Taman Sari (Lantai3), Kota Jakarta Barat 11130

Seluruh Sampel

Produk Uji	Pembanding		Sensitivitas (%)	Spesifisitas (%)	NPP (%)	NPN (%)	Akurasi (%)
	Positif	Negatif					
Positif	60	0	100.0%	100%	100%	100.0%	100.0%
Negatif	0	30					
Jumlah	60	30					

Sampel Positif Ct value ≤ 25

Produk Uji	Pembanding		Sensitivitas (%)	Spesifisitas (%)	NPP (%)	NPN (%)	Akurasi (%)
	Positif	Negatif					
Positif	30	0	100.0%	100%	100%	100.0%	100.0%
Negatif	0	30					
Jumlah	30	30					

Sampel Positif Ct value > 25


Produk Uji	Pembanding		Sensitivitas (%)	Spesifisitas (%)	NPP (%)	NPN (%)	Akurasi (%)
	Positif	Negatif					
Positif	30	0	100.0%	100%	100%	100.0%	100.0%
Negatif	0	30					
Jumlah	30	30					

Catatan: disarankan menggunakan sampel yang lebih banyak untuk mendapatkan nilai sensitivitas dan spesifisitas

NPP: Nilai Prediktif Positif

NPN: Nilai Prediktif Negatif

Kepala Laboratorium Terpadu


 dr. Sri Suryo Adiyanti, Sp.PK (K).,
 M.Kes
 NIP 0108050330

18 April 2022
 Direktur Utama


 Dr. dr. Astuti Giantini, Sp.PK(K)., MPH
 NIP 196209031998072002